

L'ARC FACIAL

Utilisation de l'arc facial

En utilisant l'arc facial, l'opérateur cherche à prendre directement en compte les rapports anatomiques entre le maxillaire et le crâne du sujet. Les « olives » auriculaires de l'arc sont placées dans les conduits auditifs externes du patient, tandis qu'un appui nasal fournit la référence antérieure du système. Une fourchette occlusale portée par la base d'occlusion supérieure est alors solidarisée à l'arc de transfert (fig. 1-5).

L'ensemble est transféré sur l'articulateur, l'adaptation de l'arc sur la branche supérieure étant assurée par divers artifices mécaniques. Il ne reste plus qu'à solidariser le modèle de plâtre à la branche supérieure, le procédé de la base engrenée s'avérant là encore le plus pratique.



