

LOGIGRAMME

POUR FABRICATION D'UNE PROTHESE ADJOINTE PARTIEL OU COMPLETE AU LABORATOIRE

Réception de l'empreinte avec fiche navette ou de prescription

- 1 Contrôle de l'empreinte (primaire)
- 2 Lecture de la fiche de prescription
- 3 Désinfection de l'empreinte
- 4 Préparation du matériau (plâtre) pour confection des modèles (respect du protocole)
(Respecté le dosage préconisé par le fabricant)
- 5 Démoulage et lecture des modèles (réplique exacte de l'empreinte sans bulles ou déformation)
- 6 Tracé pour passer au taille plâtre
- 7 Confection d'un P E I suivant fiche navette (respect du protocole de fabrication)
- 8 Livraison au cabinet (pour empreinte secondaire) *boite hygiénique*
- 9 Suive les mêmes étapes du point 1 à 6
- 10 Tracé de la maquette suivant les indices biologiques (positifs et négatifs)
- 11 Réalisation des maquettes en cire pour occlusion (suivre le protocole de fabrication)
- 12 Livraison au cabinet pour la prise de l'occlusion *boite hygiénique*
- 13 Retour au laboratoire des maquettes d'occlusion avec nouvelle fiche prescription
- 14 Contrôle des cires d'occlusion par le prothésiste
- 15 Mise en articulateur des modèles antagonistes
- 16 Réglage du pointeau de l'articulateur à zéro
- 17 Tracé de la maquette en fonction de l'édentement
- 18 Réalisation des crochets sur dents support dans le cas d'une prothèse partiel
- 19 Réalisation de la plaque base en cire
- 20 Positionnement des crochets
- 21 Montage des dents en fonction de la fiche navette (teinte et forme des dents)
- 22 Contrôle de l'occlusion avec des dents prothétiques
- 23 Finition des maquettes en cire avec fausse gencive homothétique
- 24 Livraison au cabinet pour essayage *boite hygiénique*
- 25 Retour au laboratoire pour finition ou retouche (contrôle du prothésiste)
- 26 Positionnement à nouveau sur articulateur pour contrôle
- 27 Préparation pour la mise en moufle (suivre le protocole)
- 28 Préparation de la résine respect des dosages du fabricant
- 29 Bourrage de la résine et cuisson suivre le protocole
- 30 Démoulage à froid
- 31 Mise en articulation contrôle de l'occlusion meulage sélectif grattage et polissage
- 32 Livraison de la prothèse finit au cabinet *boite hygiénique*